

NUEVOS TENSIÓMETROS VISOMAT

La tensión bajo control con la máxima simplicidad




Roche Diagnostics para cerrar el círculo del cuidado del corazón distribuye la línea Visomat de tensiómetros automáticos, de fácil manejo, gran pantalla y validado clínicamente por la Sociedad Europea de Hipertensión.

Los nuevos diseños de los tensiómetros Visomat, incluyen dos importantes novedades:

La clasificación de los valores de la tensión arterial propuestos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

De un solo vistazo, pueden interpretarse de forma fácil los valores de tensión gracias a su nuevo código de colores del semáforo, con una rápida identificación de valores elevados.



	• Rojo significa tensión alta
	• Amarillo significa valores en el límite*
	• Verde significa valores normales

OMS 2003	Presión sistólica (máxima) = Valor alto mmHg**	Presión diastólica (mínima) = Valor mínimo mmHg**
Rojo	$\geq 140^*$	$\geq 90^*$
Amarillo	120-139	80-89
Verde	≤ 120	≤ 80

*Es suficiente con que uno de los valores este elevado
**Milímetros de mercurio

Tabla de interpretación:

La importancia de medir la presión del pulso

El corazón tiene dos fases, una de contracción o sístole y otra de relajación o diástole, la diferencia entre ambas es la presión del pulso. Si este valor se incrementa, se produce un endurecimiento de los vasos sanguíneos, que puede tener efectos negativos en el sistema cardiovascular. Los nuevos tensiómetros visomat incluyen la medida de la presión del pulso y, por tanto, de conocer la elasticidad de los vasos sanguíneos. Al medir la presión del pulso, obtenemos de forma inmediata:

Presión del pulso elevada	mayor de 65 mmHg
Incremento de la presión del pulso	55-65 mmHg
Presión del pulso normal	menor 55mmHg

Tabla de valores de la presión del pulso. Diferentes estudios científicos demuestran que por encima de 65 mmHg aumenta el riesgo cardiovascular.

- Un diagnóstico precoz del endurecimiento de los vasos sanguíneos.
- Un importante indicador para la evaluación del infarto de cardíaco
- Una fiable advertencia para señalar una hipertensión sistólica aislada..

Visomat® comfort 20/40. Tensiómetro digital de brazo

Visomat® handy. Tensiómetro digital de muñeca

Adjunto fotos en alta.

Completamente automáticos, con inflado del manguito hasta el nivel necesario por el método fuzzy logic.

La medición de la tensión se inicia durante el proceso de inflado, por lo que es más corta y cómoda. El manguito visomax® del visomat comfort 20/40 es universal, indicado para cualquier medida de brazo (23 a 43 cm), con un tejido especialmente confortable.

El visomat handy con manguito doblemente preformado para conseguir la máxima exactitud en la medición y altamente confortable, para perímetro de muñeca de 12,5 a 21,5 cm.

Con detección de arritmias.

Fácil manejo y gran pantalla, incluye control de arritmias



Fabricados en Alemania por UEBE , empresa especializada en tecnología médica, con más de 30 años de experiencia en tensiómetros.

